Solución

Yodada al 2% / Desinfectante

Registro Sanitario No. INVIMA 2017DM-0016064
Documento no controlado.



Imágenes ilustrativas

MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA CONTRA BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS

BIODEGRADABLE

NO CORROSIVO

ALTA EFICIENCIA

COMPOSICIÓN:

Yodopovidona al 2% m/v, y excipientes.

CARACTERÍSTICAS/ Es un desinfectante líquido para dispositivos médicos, instrumentos quirúrgicos, equipos y utensilios de trabajo, destinado a procesos de antisepsia en entornos clínico-hospitalarios, especialmente en procedimientos clínicos, curaciones, procedimientos menores y protocolos asistenciales de enfermería y consulta externa.

No es irritante al contacto y su tiempo de acción es de dos horas.

Tipo de dispositivo: lla no invasivo

ASPECTO FÍSICO:
Líquido color marrón.

EFECTIVIDAD

ACTIVIDAD	MICROORGANISMOS	TIEMPO DE CONTACTO
BACTERICIDA	*Staphylococcus Aureus* ATCC 25923 *Escherichia Coli* ATCC 25922	1 MINUTO
FUNGICIDA	*Aspergillus Niger* *Candida Albicans*	1 MINUTO

MECANISMO DE ACCIÓN/ La yodopovidona se denomina yodóforo, porque la povidona actúa como portadora de yodo. Cuando se libera el yodo libre, este inhibe los mecanismos y estructuras celulares bacterianos vitales y oxida los nucleótidos grasos o los aminoácidos en las membranas celulares bacterianas.[1]

[1]Sánchez-Saldaña, L., & Saenz-Anduaga, E. (2015). Antisépticos y desinfectantes.

VIDA ÚTIL/ 24 meses conservándose tapado, en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Tiene una vida útil de 12 meses después de su apertura.

PRESENTACIONES

- ✓ 30 ml
- ✓ 60 ml
- ✓ 120 ml
- ✓ 250 ml
- ✓ 500 ml
- ✓ 3800 ml
- ✓ 209 L

INSTRUCCIONES DE USOS/ Aplicar mediante gasa, torunda, algodón o medio equivalente, asegurando la cobertura total de la superficie, material o dispositivo a desinfectar. Dejar actuar durante mínimo 20 minutos y posteriormente enjuagar con abundante agua o mediante limpieza con un paño o toalla de papel limpia, según corresponda. Se recomienda retirar previamente la materia orgánica presente.

OTROS USOS/ La solución desinfectante yodada 2%, se aplica en el lavado y desinfección de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental quirúrgico.

PRECAUCIONES DE USO/ En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación, malestar local, hipersensibilidad al yodo, suspenda su uso.

ALMACENAMIENTO/ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase cerrado para evitar derrames. Almacenar a temperatura ambiente, en su envase original.

Contáctanos:

+57 3175862149

ventas@zumotec.com.co

icontec ISO 9001 SC-2002157

icontec ISO 13485 DM-2002156

icontec ISO 14001 SA-2002174

ZUMOTEC

CO COLOMBIA