FtT-017-V.2.0 31/05/2024

GEL CONDUCTOR

FICHA TÉCNICA

Registro Sanitario Nº. INVIMA 2019DM-0020164

Documento no controlado



PRODUCTO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO MÉDICO COMO TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO O TRANSDUCTOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA

COMPOSICIÓN: Agente gelificante, emolientes y disolvente

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Este producto actúa como conductor de ondas o electricidad sobre la piel para usarse con equipos médicos.
- ✓ Puede utilizarse en técnicas de diagnóstico, terapias, electroestimulación, gimnasia pasiva y/o rehabilitación al igual que en equipos tales como ecógrafos, IPL, laser, ultrasonido, ultracavitación, radiofrecuencia, etc.
- ✓ El compuesto es completamente acuoso, hipoalérgico, no mancha la ropa, no deteriora los electrodos de los dispositivos médicos y no irrita la piel.
- ✓ Posee excelente lubricación y viscosidad, se extiende fácilmente y sin secarse durante el tiempo promedio del proceso.
- ✓ No contiene sales o parabenos
- ✓ No es testeado en animales.
- ✓ **Tipo de dispositivo**: I No invasivo

No corrosivo

Biodegradable

Alta eficiencia

ASPECTO FÍSICO:
Gel translúcido incoloro

PRESENTACIÓN:
250 mL, 500 mL, 1000 mL y 3800 mL.
Envase plástico, tapa de seguridad y tapón, válvula o tapa dispensadora

VIDA ÚTIL: VIDA ÚTIL ANTES DE ABIERTO:

- ✓ 24 meses, conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

VIDA ÚTIL: VIDA ÚTIL DESPUÉS DE ABIERTO:

- ✓ 12 meses, conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

(+57) 317 586 2149 - 317 586 2151
ventas@zumotec.com.co

Calle 6 N° 13 - 65 Barrio San Rafael
Bucaramanga, Col.

IG/FB - @zumotec
zumotec.com.co

INSTRUCCIONES DE USO

1



Aplicar la cantidad necesaria de GEL CONDUCTOR directamente sobre la piel o en las zonas de contacto a examinar

2



Terminado su uso, retirar el exceso con una toalla absorbente

OTROS USOS:

- ✓ Actúa sobre la piel como agente conductor de ondas o electricidad.
- ✓ Se utiliza en técnicas de diagnóstico, terapias, electroestimulación, gimnasia pasiva y/o rehabilitación al igual que en equipos tales como ecógrafos, IPL, láser, ultrasonido, ultracavitación, radiofrecuencia, etc.

PRECAUCIONES DE USO:

- ✓ Evite el contacto con los ojos, en tal caso enjuague con abundante agua.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ No ingerir.

ALMACENAMIENTO:

- ✓ Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.